

1573911 - Digitale bloeddrukmeter BC28 - pols - omtrek 14-19,5 cm - 1 st



Beschrijving

Eenvoudig en gebruiksvriendelijk, dat is wat onze polsbloeddrukmeters onderscheidt. Deze handige apparaten bewijzen zich als bijzonder betrouwbare metgezellen onderweg, zodat u uw bloeddruk regelmatig kunt controleren. Geeft de gemiddelden weer van alle metingen, bijvoorbeeld van de afgelopen 7. Heeft 2 geheugenplaatsen van 2 x 60 en een risico indicator met kleuren. Geeft de datum en tijd weer, schakelt automatisch uit en geeft aan wanneer de batterij bijna leeg is.

Specificaties

Merk	Beurer
Bebat tax	0.05 EUR
sku	1573911
Type bloeddrukmeter	Digitale bloeddrukmeters
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk