

## 1600409 - Linido doucheroelstoel/toiletstoel zelfrijder met open voorzijde - zithoogte 53 cm - 1 st



### Beschrijving

De zelfrijder douche-/toiletstoel van met zachte zitting van Linido is een hulpmiddel waarmee de gebruiker veilig en comfortabel kan zitten tijdens het douchen of wassen aan de wastafel. De stoel wordt geleverd met geleiderails en kan losstaand gebruikt worden, met een ondersteek of een emmer die als accessoire verkrijgbaar zijn. Tevens kan de stoel over het toilet worden gereden.

De douche-/toiletstoel zorgt voor een stabiele ondersteuning voor minder actieve gebruikers met zwakke benen, een laag uithoudingsvermogen en/of een slechte balans. De minder actieve gebruikers die langere tijd op de stoel gezeten hebben, hebben meer ondersteuning en hulp nodig tijdens de overgang van zit naar staande houding.

## Specificaties

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Merk</b>                       | Linido                       |
| <b>SKU leverancier</b>            | LI2138.1212-00               |
| <b>Hoogteverstelbaar</b>          | Nee                          |
| <b>Wielen</b>                     | Ja                           |
| <b>sku</b>                        | 1600409                      |
| <b>Categorie toilet of douche</b> | Douchestoel                  |
| <b>Materiaal</b>                  | RVS gepolijst                |
| <b>Europese Regelgeving</b>       | MDR - 2017/745/EU - Klasse I |
| <b>Type verpakking</b>            | Stuk                         |