

1100342 - Bloedafnamestoel - hydraulisch - rugleuning en beensteun gecombineerd verstelbaar - 1 st



Beschrijving

Promotal bloedafnamestoel met rugleuning en verstelbaar beensteun bieden alle comfort voor zorgvragers en patiënten tijdens bloedafnames. De stoel past zich flexibel aan naargelang een gynaecologisch onderzoek, bloedafname en kan vlot in een gevraagde positie gezet worden. De mogelijkheid om de stoel om te vormen tot een onderzoeksbank, door het uitlijnen van het voetkussen, de zitting en de rugleuning, stelt u in staat een algemeen onderzoek uit te voeren of de patiënt te laten rusten. Deze hydraulische stoel biedt een 360° flexibiliteit, een papierrolhouder aan de voetzijde en 2 armleuningen. Het materiaal bestaat uit een bekleding van polyester epoxy dat 80 mm dik is en brandvertragend is.

Specificaties

Merk	Promotal
Product afmetingen	B 50 cm, L 160.8 cm
Wielen inbegrepen	Nee
Hoogteverstelbaar	Ja
Hoogte	55-75 cm
Papierrolhouder inbegrepen	Ja
Samenstelling	Bekleding: polyester epoxycoating
Normeringen	ISO 13485:2016
sku	1100342
Aantal delen	3-delig
Hoogteverstelling	Hydraulisch
Max. gewicht volwassene	200 kg
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk