

1550449 - BD Integra™ - 22G x 1 1/2" - zwart - 1 x 100 st



## Beschrijving

De BD Integra™ spuit is ontworpen om een aanzienlijk lager volume dode ruimte te hebben in vergelijking met een traditionele luer lock spuit en naald, wat kan leiden tot minder medicatieverspilling. Het biedt de arts ook de keuze wanneer de veiligheidsfunctie wordt geactiveerd - voor of na het terugtrekken van de naald.

## Specificaties

<b>Merk</b>	BD
<b>Steriel</b>	Ja
<b>Latex vrij</b>	Ja
<b>Lengte naald</b>	40 mm
<b>Diameter naald</b>	0.7 mm
<b>Veiligheidsmechanisme</b>	Ja
<b>sku</b>	1550449
<b>Afmeting</b>	22G x 1 1/2"
<b>Kleur</b>	Zwart
<b>Sterilisatie methode</b>	Ethyleen oxide
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Doos