

## 1539441 - MaiMed®-porefix transparent - 10 x 20 cm - 1 x 25 st



### Beschrijving

**MaiMed®-porefix** transparant post operatief, transparant wondverband met wondkussen dat zich blijft vasthouden dankzij een huidvriendelijke kleefstof. Met een zeer dunne transparante folie vervaardigd uit polyurethaanfilm.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Maimed
<b>Samenstelling</b>	PU
<b>Latex vrij</b>	Ja
<b>Kompres</b>	Ja
<b>Geperforeerd</b>	Nee
<b>sku</b>	1539441
<b>Steriel</b>	Ja
<b>Kleur</b>	Transparant
<b>Maat</b>	10 x 20 cm
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse Is
<b>Type verpakking</b>	Doos