

## 1603619 - 3M™ Attest™ Rapid biologische indicatoren stoom - 1 x 50 st



### Beschrijving

**3M™ Attest™ Rapid** biologisch monitoringsysteem heeft aparte biologische indicatoren voor stoomcycli bij 121-124 °C en vacuümcycli bij 132-137 °C, 50 stuks per doos en het buisje heeft een bruine cap. Het Attest™ Rapid biologisch monitoringsysteem geeft duidelijke en gemakkelijk te interpreteren resultaten.

- Kortere quarantaintijden resulteren in een snelle en doeltreffende opsporing van fouten in het sterilisatieproces (1 tot 4 uur)
- Afzonderlijke verpakking vermindert risico van fout-positieve resultaten ten gevolge van besmetting
- Automatische uitlezing met ondubbelzinnig YES/NO-, PASS/FAIL-resultaat

### Specificaties

<b>Merk</b>	Solventum
<b>sku</b>	1603619
<b>Normeringen</b>	ISO 11138
<b>Europese Regelgeving</b>	2014/30/EU
<b>Type verpakking</b>	Doos