

1010305 - Surflo™-W - I.V. katheter - 18G x 32 mm - groen - 1 x 50 st



Beschrijving

Surflo™-W I.V. **Terumo** katheters zijn vervaardigd uit materialen van hoge kwaliteit en bieden stabiliteit tijdens het gebruik.

De doorzichtige katheter toont aan dat de katheter goed is ingebracht in de ader.

De scherpe naaldpunt vergemakkelijkt de inbreng van de katheter in de ader.

Specificaties

Merk	Terumo
SKU leverancier	SR+DM1832WX(NIEUWSR+DM1832WD)
Samenstelling	• Katheter: FEP + BASO4 • Katheterhub: polypropyleen + master batch • Afdichtpen: polyoxymethyleen • Canule (interne naald): roestvrij staal • Naaldhub: styreen butaan co-polymeer • Luer-lock dop: polypropyleen • Filter ontluuchtingsfitting: polyethyleen • Behuizing ontluuchtingsfitting: styreen butaan co-polymeer • Protector: polyethyleen
Steriel	Ja
Latex vrij	Ja
Veiligheidsmechanisme	Nee
Debiet	103 milliliter per minute
Interne diameter katheter	0.95 mm
Externe diameter katheter	1.3 mm
sku	1010305
Afmeting	18G x 32 mm
Afmeting in mm	1,3 x 32 mm
Kleur	Groen
Sterilisatie methode	Ethyleen oxide
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
Type verpakking	Doos