

1554224 - RehaCom Basispakket



Beschrijving

Een uitgebreid en geavanceerd softwaresysteem voor computerondersteunde cognitieve revalidatie. Meer dan 25 trainingsmodules met aangepaste moeilijkheidsgraad op 30 niveaus, progressieve trainingen en duidelijke testrapporten.

Deze praktische tool helpt de therapeut bij de revalidatie van cognitieve stoornissen waarbij specifieke aspecten zoals aandacht, concentratie, geheugen, perceptie en dagdagelijkse activiteiten kunnen getraind worden. Het RehaCom basispakket omvat een RehaCom Panel met USB aansluiting en 5 licenties (7 jaar).

Voordelen

- Wetenschappelijk onderbouwd: Het systeem werd ontwikkeld door en voor neuropsychologen gedurende 20 jaar.
- Meerder talen beschikbaar: De software is beschikbaar in 27 talen, elke patiënt kan werken in zijn moedertaal.
- Universeel gebruik: De modules overlopen alle stadia van de revalidatie. De training kan snel opgestart worden en alle cognitieve aspecten zoals aandacht, reactievermogen, geheugen en complexe taken zijn beschikbaar.
- Op maat van de patiënt: Het systeem is zelfadaptief. Dit betekent dat de taak moeilijker of gemakkelijker wordt afhankelijk van de prestaties van de patiënt. Dit beperkt de frustraties bij de patiënt
- Screening: RehaCom® biedt een aantal screeningmodules die cognitieve stoornissen kunnen detecteren waardoor passende cognitieve trainingsmodules kunnen worden aanbevolen.
- Toezicht op afstand: Met een internetlicentie kan u de patiënt van op afstand volgen. U kunt een trainingsprogramma voorschrijven en voorbereiden en uw patiënten thuis bij hun trainingen begeleiden
- Optimaliseer uw therapietijd: Met RehaCom® kunnen patiënten na enkele sessies efficiënter en zelfstandiger werken.

Specificaties

Merk	Hasomed
sku	1554224
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk