

1572406 - Tork Premium alcoholgel voor handdesinfectie met pomp - 12 x 500 ml



Beschrijving

Voorkom infecties met de zeer effectieve alcohol gel hand sanitizer. Het bevat 80% gedenatureerde alcohol (w/w) en hoeft niet te worden afgespoeld. Ontsmet en desinfecteert de handen snel. Dit is onze meest effectieve desinfecterende gel, speciaal ontwikkeld voor regelmatig gebruik zonder plakkerige resten. Ideaal voor de gezondheidszorg en voldoet zelfs aan de vereisten voor scrubruimten.

Specificaties

Merk	Tork
SKU leverancier	511103
Samenstelling	Ethanol 80 g/100g, Alcohol Denat, Aqua, Panthenol, Glycerin, Cetyl Alcohol, Propylene Glycol, Acrylates/C10-30 Alkyl, Acrylate Crosspolymer, Aminomethyl Propanol
sku	1572406
Normeringen	EN1500, EN12791, EN14476
Geur	Alcohol geur
Inhoud	500 ml
Kleur	Transparant
Kwaliteitsniveau	Premium
Productvorm	Gel
Type verpakking	Karton