

1624699 - BD Vacutainer Multi Sample Luer Adapter - 1 x 100 st



Beschrijving

De BD Vacutainer Luer Adapter is een steriele Luer adapter die ideaal is voor gebruik met katheters, injectienaalden of elke vrouwelijke Luer-fitting. Dit gesloten afnamesysteem is speciaal ontworpen en uitgebreid getest om pre-analytische variabiliteit te minimaliseren tijdens het bloedafname- en verwerkingsproces.

Belangrijkste kenmerken:

- Geschikt voor eenmalig gebruik
- Gemaakt van hoogwaardig polypropyleen
- Latexvrij – veilig voor gebruikers met latexallergie
- Steriel verpakt voor maximale hygiëne en veiligheid

De BD Vacutainer Luer Adapter garandeert een betrouwbare en hygiënische bloedafname, wat bijdraagt aan nauwkeurige laboratoriumresultaten en een veilige werkomgeving.

Specificaties

Merk	BD
SKU leverancier	367300
sku	1624699
Steriel	Ja
Alcoholvrij	Ja
Aantal stuks	100
Type verpakking	Doos