

## 1624699 - BD Vacutainer Multi Sample Luer Adapter - 1 x 100 st



### Beschrijving

De BD Vacutainer Luer Adapter is een steriele Luer adapter die ideaal is voor gebruik met katheters, injectienaalden of elke vrouwelijke Luer-fitting. Dit gesloten afnamesysteem is speciaal ontworpen en uitgebreid getest om pre-analytische variabiliteit te minimaliseren tijdens het bloedafname- en verwerkingsproces.

Belangrijkste kenmerken:

- Geschikt voor eenmalig gebruik
- Gemaakt van hoogwaardig polypropyleen
- Latexvrij – veilig voor gebruikers met latexallergie
- Steriel verpakt voor maximale hygiëne en veiligheid

De BD Vacutainer Luer Adapter garandeert een betrouwbare en hygiënische bloedafname, wat bijdraagt aan nauwkeurige laboratoriumresultaten en een veilige werkomgeving.

## Specificaties

<b>Merk</b>	BD
<b>sku</b>	1624699
<b>Steriel</b>	Ja
<b>Alcoholvrij</b>	Ja
<b>Aantal stuks</b>	100
<b>Type verpakking</b>	Doos