


## 1623352 - SRT6 - Self Rehabilitation Range - incl. Kiosk



### Beschrijving

De **SRT6 van Dessintey** is speciaal ontwikkeld voor patiënten die moeten werken aan **aandachtstraining, motorische precisie en gecontroleerde bewegingen** binnen een beperkte bewegingsuitslag. Dit zelfrevalidatie-apparaat is ideaal voor **neurologische en geriatrische revalidatie**, waar gecontroleerde en veilige oefeningen essentieel zijn.

De Dessintey-oplossing maakt gebruik van **SRT-apparaten** die een breed scala aan oefeningen bieden, zowel gemeenschappelijk als toestel-specifiek. Hierdoor kan elke oefensessie volledig worden afgestemd op de individuele hersteldoelen van de patiënt. Dankzij de interactieve, speelse benadering blijft de therapie uitdagend en stimulerend – ideaal voor zowel zelfstandig trainen als begeleide sessies.

#### Kenmerken Dessintey Guided Self-Rehabilitation Lab 6 - SRT 6

- **Aandachtstraining:** helpt patiënten hun concentratie en cognitieve functies te verbeteren tijdens motorische oefeningen.
- **Beperkte bewegingsuitslag:** ideaal voor patiënten met verminderde mobiliteit of in een vroeg stadium van revalidatie.
- **Actieve zone definitie:** duidelijke afbakening van het werkgebied, waardoor de patiënt zich richt op de juiste bewegingen en herhalingen.
- **Motiverende oefeningen:** combinatie van motorische en cognitieve taken houdt patiënten actief en betrokken.
- **Veilig en toegankelijk:** inzetbaar in zowel zittende als staande positie, geschikt voor ouderen en patiënten met neurologische beperkingen.

Het Dessintey Guided Self-Rehabilitation Lab biedt een grote variatie aan trainingsvormen die zowel fysieke functies als mentale vaardigheden stimuleren:

- **Fijne motoriek, aandacht & coördinatie**
- **Cognitieve flexibiliteit & geheugen**
- **Probleemoplossing & visuele verkenning**

- **Grote motoriek & executieve functies** Visuele representatie & mentale rotatie
- **Coördinatie, aandacht & reactiesnelheid**
- **Deductie & geheugen**

### Waarom kiezen voor Dessintey?

De **SRT-technologie** van Dessintey stimuleert patiënten op een **speelse en intuïtieve manier** door middel van één of meerdere interactieve bollen, die met één of beide handen worden gemanipuleerd. Deze innovatieve aanpak combineert **motorische en cognitieve oefeningen**, waardoor zowel het lichaam als de geest worden geactiveerd.

SRT-apparaten kunnen niet alleen tijdens reguliere revalidatiesessies worden ingezet, maar ook:

- In een zelfrevalidatieruimte
- Tijdens begeleide groepssessies

De patiënt richt zich op het **uitvoeren en herhalen van bewegingen** via uitdagende cognitief-motorische activiteiten. Dankzij de **real-time weergave op het scherm** ziet de patiënt direct de impact van zijn handelingen, wat motivatie en therapietrouw verhoogt.

Met het Guided Self-Rehabilitation Lab van Dessintey investeert u in een gepersonaliseerde, motiverende en evidence-based revalidatieomgeving. U stimuleert actieve participatie, versnelt het herstel van motorische en cognitieve functies en geeft patiënten de motivatie én de middelen om hun revalidatieproces actief in eigen handen te nemen.

Het Guided Self-Rehabilitation Lab van Dessintey is **verkrijgbaar met of zonder kiosk, kan ook worden geleverd met twee of drie kiosken**.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Dessintey
<b>sku</b>	1623352
<b>Type verpakking</b>	Stuk