

1539825 - Klomp Clog 03 met riem - Wit/Marineblauw - maat 43/44 - 1 paar



Beschrijving

Als u uitkijkt naar een echt professionele klomp is de Wock Clog uw juiste keuze. Clog is geproduceerd in Steri-Tech™, een hoogwaardig polymeer dat perfect sterilizeerbaar is in de autoclaaf. De Clog is antistatisch en biedt een uitstekend draagcomfort dankzij de hoge mate van schokabsorptie. De verwijderbare inlegzool, hielstraps en ventilatiegaatjes zorgen voor een bijzonder aangenaam gevoel. Zo bent u zelf ook op het einde van de werkdag nog fit. Voor nog meer comfort is er de optionele Walksoft inlegzool*. De Wock Clog maakt het werk aangenamer bij die professionele activiteiten waar vele uren rechtstaan onvermijdelijk is en waar hygiëne een must is.

Specificaties

Merk	Wock
Unisex	Ja
Anti-slip	Ja
Antistatisch	Ja
Geschikt voor OK	Nee
Steriliseerbaar	Ja
Hielriem	Ja
Schokdemping	Ja
Uitneembare binnenzool	Ja
Ventilatiegaten	Ja
Verwijderbaar hielriempje	Ja
sku	1539825
Kleur klomp	Marineblauw
Maat	43-44
Materiaal	Steri-tech™ polymeer
Type klomp	Clog
Europese Regelgeving	2016/425/EU - Class I
Type verpakking	Paar