


1546258 - Linido opklapbeugel 60 cm - rvs gepolijst - wit - 1 st



Beschrijving

De opklapbare toiletbeugel van Linido biedt niet alleen steun tijdens het gaan zitten op en opstaan van een toilet of douchezitting, maar ook bij zijwaarts overschuiven, bijvoorbeeld vanuit een (rol)stoel naar het toilet. De beugel is waterbestendig en kan zwaarder belast worden dan bijvoorbeeld een armlegger van een douchezitting.

De beugel kan niet alleen naast het toilet gebruikt worden, maar ook bijvoorbeeld in de douche. De beugel is waterbestendig en kan zwaarder belast worden dan bijvoorbeeld een armlegger van een douchezitting. De gebogen buis begint en eindigt in het klemblok: dit garandeert een sterke en waterdichte constructie.

De beugel wordt voornamelijk in neergeklapte toestand gebruikt, maar kan ook opgeklapt worden. In de opgeklapte positie vergrendelt de beugel automatisch, zodat hij ook dan een betrouwbare steun biedt.

In neergeklapte toestand wordt de beugel gebruikt voor gaan zitten of opstaan. Tijdens een voorwaartse transfer is het makkelijk om de voorkant vast te grijpen en te houden: door de gebogen dubbele buis glijdt men niet met de handen van de beugel af. Bijkomend voordeel van deze vorm is dat men niet met kleding kan blijven haken.

De beugel kan ook zijwaartse belasting uitermate goed verdragen, bijvoorbeeld tijdens een zijwaartse transfer of bij leunen op de beugel om kledingstukken te hanteren.

Opgeklapt neemt de beugel minder ruimte in (prettig bij een zijwaartse transfer, maar ook tijdens het schoonmaken van de toiletruimte) en biedt nog steeds betrouwbare steun, bijvoorbeeld voor mannen tijdens het staand urineren.

Door de kenmerkende dubbele buis kan de beugel in opgeklapte stand veilig worden vastgehouden op een gangbare reikafstand zonder vingers af te klemmen of aan de muur te schaven.

De beugel kan eenvoudig gemonteerd worden doordat de vier bevestigingspunten goed bereikbaar zijn. Na installatie worden deze punten afgedekt en weggewerkt, net als alle andere constructiedelen. Dit voorkomt klemgevaar en maakt het tegelijkertijd makkelijker om de beugel schoon te maken.

De diameter van de buis is 28 mm (roestvast staal) of 28,6 mm (staal). Uit onderzoek blijkt dat deze maat prettig in de hand ligt voor zowel kleinere als grotere handen.

Specificaties

Merk	Linido
SKU leverancier	LI2603.3602-02
sku	1546258
Categorie toiletsteunen	Opklapbare toiletsteunen
Kleur	RVS gepolijst/wit
Lengte toiletbeugels	600 mm
Materiaal	RVS gepolijst
Maximale horizontale belasting	150 kg
Maximale zijwaartse belasting	100 kg
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk