

## 1543273 - Beademingsballon volwassenen + 2 maskers - silicone - 1600 ml - 1 st



### Beschrijving

Deze beademingsballon met PEEP-klepadapter van Dahlhausen kan de kunstmatige beademing en hart-longreanimatie ondersteunen.

De beademingsballon kan zowel worden gebruikt om een patiënt met ademstilstand te beademen als om de eigen ademhaling van de patiënt op peil te houden en/of om extra zuurstof toe te voeren.

Om te voldoen aan de eisen van verschillende lichaamslengtes, kan de compressiefrequentie worden aangepast en kan een tas in een geschikte maat worden gekozen.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Dahlhausen
<b>Normeringen</b>	EN ISO 13485:2016
<b>sku</b>	1543273
<b>Doelgroep ss</b>	adults
<b>Pvc</b>	Neen
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Stuk