

1601796 - Keiser M3i Indoor Cycling Bike



Beschrijving

Keiser MSeries cardio-apparatuur geeft de gebruiker een ongekennde ervaring. Deze kun je nu ook online in huis halen, zodat je in je eigen veilige omgeving via online streaming of met gebruik van apps keuze hebt uit tal van trainingen. Bovendien kun je gratis live deelnemen aan diverse online trainingen van het internationale Keiser Instructors Team. De Keiser M3i Indoor Bike onderscheidt zich van de M3i Lite door het stuur dat op 4 manieren verstelbaar is.

- V-vormig frame voor gebruikers
- Magnetische weerstandstechnologie
- Stil en betrouwbaar
- Standaardcomputer die het vermogen in Watt weergeeft
- Bluetooth

Specificaties

Merk	Keiser
Product afmetingen	H 124 cm
SKU leverancier	005507BBC
sku	1601796
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk