

1601510 - Renol versterkte tailleband en bekkengordel - s/m - 60-110 cm - 1 st



Beschrijving

De tailleband met geïntegreerde bekkenriem voorkomt dat de patiënt naar het voeteneinde glijdt en voorkomt dat hij vastraakt in de riem en stikt in een poging zich eruit te bevrijden. Dit garandeert een optimale veiligheid. Optie vereist : 3 sloten + 1 sleutel. Het kan worden gebruikt met de RFB10200- en RFB10300-extensies.

Specificaties

Merk	Renol
SKU leverancier	RFB09115P
Samenstelling	Tailleband: nylon
Normeringen	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
sku	1601510
Fixatie categorie	Riemen
Gebruik fixatiemateriaal	In bed/brancard
Maat	S/M
Sluiting	Sloten
Soort bevestiging	Ventrale bevestiging
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk