


**1543269 - Tiemann sondes met ballon 5 - 10 ml - silicone - 41 cm -  
Ch 18 - rood - 1 x 10 st**



## Beschrijving

De siliconen Tiemann katheter heeft een dubbel lumen, en proximale kegeltrechter, een ventiel en een distale ballon. De katheter voldoet aan de vraag voor een hygiënische ontlasting van de blaas en postoperatieve drainage.

## Specificaties

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| <b>Merk</b>                 | Dahlhausen                   |
| <b>Steriel</b>              | Ja                           |
| <b>Lengte sonde</b>         | 41 cm                        |
| <b>Samenstelling</b>        | Silicone                     |
| <b>Latex vrij</b>           | Ja                           |
| <b>sku</b>                  | 1543269                      |
| <b>Diameter sonde</b>       | Ch 18                        |
| <b>Geslacht</b>             | Mannen                       |
| <b>Kleur</b>                | Rood                         |
| <b>Europese Regelgeving</b> | MDD - 93/42/EEC - Klasse IIb |
| <b>Type verpakking</b>      | Doos                         |