

1010065 - Steekbedpan - ovaal - met deksel - 2000 ml - 1 st



Beschrijving

Een ovaal steekbedpan vervaardigd uit plastic in een ergonomische vorm voor het gebruik in ziekenhuisbedden of verzorgingstehuizen. De steekbedpan kan worden gesteriliseerd met een autoclaaf.

Specificaties

Deksel	Ja
Autoclaveerbaar	Ja
Samenstelling	Polypropyleen
sku	1010065
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk