

1515875 - Handschoenen - Latex - steriel - S (6) - 70 paar



Beschrijving

Chirurgische handschoenen, volledig anatomisch met gebogen vingers en opgerolde rand.

Het hoogontwikkelde pompelproces garandeert een constante wanddikte van vingers tot manchet. Dit resulteert in een ideale tastgevoeligheid en minder vermoeidheid van de handen, zelfs bij langere operaties.

De handschoen is gepoederd waardoor hij makkelijk aan te trekken is. Het meervoudige wasproces (uitloging) maakt de handschoen van natuurlatex huidvriendelijk en zeer comfortabel om te dragen.

Specificaties

| | |
|------------------------|-----------|
| Merk | Sempermed |
| sku | 1515875 |
| Gepoederd | Ja |
| Samenstelling | Latex |
| Steriel | Ja |
| Steriel | Ja |
| Kleur | Wit |
| Maat | S (6) |
| Type verpakking | Doos |