

1609868 - Staalafname beker zonder deksel - gegradueerd - 125 ml - 1000 st



Beschrijving

Deze stevige transparante beker vervaardigd uit polypropyleen is bestand tegen schokken en is vrij van splinters. De gradaties zorgen voor een nauwkeurige opvolging bij het nemen en bewaren van staalafnames van urine.

Specificaties

Product afmetingen	H 6.8 cm
Samenstelling	Polypropyleen
sku	1609868
Inhoud	125 ml
Europese Regelgeving	IVDR 2017/746
Type verpakking	Doos