

1618377 - Zadeltabouret TR01 - wielen - 48 - 61 cm - Silververtex bekleding - bruin



Beschrijving

De Zadeltabouret TR 01 met wielen is een veelzijdige medische kruk die ontworpen is voor comfort en stabiliteit. De kruk is voorzien van een comfortabele, gestoffeerde zadelzitting die langdurig zitgemak biedt, ideaal voor medische professionals die gedurende lange tijd in dezelfde positie moeten werken.

Belangrijkste kenmerken

- **Stabiel onderstel:** De TR Tabouret 01 heeft een stevig kunststof onderstel dat maximale stabiliteit garandeert, zelfs bij intensief gebruik.
- **Makkelijk verstelbaar:** Dankzij de gasveer is de hoogte eenvoudig en snel aan te passen, zodat de kruk aan de behoeften van elke gebruiker voldoet.

De Zadeltabouret TR01 biedt de perfecte balans tussen functionaliteit en comfort, wat het een onmisbare keuze maakt voor elke medische omgeving.

De zadelzitting kan gemonteerd worden op de modellen TR-01, TR-02 en TR-03.

Opgelet: de kleur van de tabouret zoals weergegeven op de afbeelding kan variëren van de werkelijkheid.

Specificaties

Merk	Spinetechnics
Wielen	Ja
Voetring	Nee
Rugsteun	Nee
Diameter zitvlak	35 cm
Aantal wielen	5
sku	1618377
Kleur	N02-bruin
Kleur onderstel	Zwart
Materiaal onderstel	Kunststof
Type zitting	Ronde zitting
Verstelbare hoogte met gasveer	48 - 61 cm
Type verpakking	Stuk