

1558697 - Digitale statiefweegschaal met bodyfatanalyse en BMI BF1000 - 200 kg - 1 st



Beschrijving

Met in totaal 8 elektroden voor handen en voeten en de speciale kruismeting toont hij naast je gewicht ook lichaamsvet, visceraal vet en lichaamsvocht, spierpercentage, botmassa en caloriebehoefte. Geeft een gedetailleerde analyse van het hele lichaam met app-verbinding, inclusief een kruismeting met 8 elektroden. Geheugenplaats voor 10 gebruikers en 30 meetgeheugenplaatsen, met een inschakeltechnologie.

Voordelen

- Automatische uitschakeling
- Overbelasting indicator
- Maximum draagvermogen: 200 kg
- Inclusief gratis app "Beurer HealthManager Pro" of Beurer HealthManager": meetwaarden en lichaamsgegevens bijhouden op elk moment
-

Specificaties

Merk	Beurer
Geheugen	Ja
Gekalibreerd	Nee
Max. gewicht	200 kg
Met meetlat	Nee
BMI indicatie	Ja
Bebat tax	0.05 EUR
Automatisch step-on functie	Ja
Automatische switch-off functie	Ja
Samenstelling	Staaft: aluminium, elektroden: roestvrij staal
sku	1558697
Gradatie weegschaal	50 g
Klasse weegschalen	nvt
Type weegschaal	Digitale weegschalen met lichaamsvetmeting
Europese Regelgeving	2014/30/EU
Type verpakking	Stuk