

## 1104361 - Seca 799 digitale kolomweegschaal met BMI functie - klasse III - 200 kg - 1 st



### Beschrijving

Veelzijdig, onderhoudsarm en mobiel met zuinige batterijbediening – de seca 799 is ideaal voor dagelijks gebruik in ziekenhuizen en artspraktijken. Met de transportwieltjes is de kolomweegschaal ook gemakkelijk te verplaatsen. De seca 799 is uitgerust met verscheidene intelligente functies. Zo maakt de BMI-functie een betrouwbare evaluatie van de nutritionele conditie van de patiënt mogelijk. De kolomweegschaal kan ook worden uitgerust met de optionele meetlat seca 220 of seca 224, zodat zowel de lengte als het gewicht in slechts een tijdsbesparende stap kunnen worden bepaald.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Seca
<b>Geheugen</b>	Nee
<b>Gekalibreerd</b>	Ja
<b>Max. gewicht</b>	200 kg
<b>Met meetlat</b>	Nee
<b>BMI indicatie</b>	Ja
<b>Bebat tax</b>	0.05 EUR
<b>Automatisch step-on functie</b>	Nee
<b>Automatische switch-off functie</b>	Ja
<b>sku</b>	1104361
<b>Gradatie weegschaal</b>	100 g < 150 kg > 200 g
<b>Klasse weegschalen</b>	Klasse III
<b>Type weegschaal</b>	Digitale statiefweegschalen
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse Im
<b>Type verpakking</b>	Stuk