

1618283 - Tabouret TR04 - voetsteun - rugleuning - wielen - 64 - 89 cm - standaardbekleding - paars



Beschrijving

De Tabouret TR 04 is de perfecte combinatie van comfort en functionaliteit. Deze stijlvolle kruk met rugleuning en een ergonomische zadelzitting zorgt voor een optimale zithouding, ideaal voor lange zitperiodes. De zitting is comfortabel gestoffeerd en de hoogte is eenvoudig verstelbaar dankzij de ingebouwde gasveer, waardoor je altijd de juiste werkhogte kunt vinden.

Het stevige aluminium onderstel van de TR 04 garandeert stabiliteit door de praktische voetensteun die extra comfort biedt tijdens het zitten. Of je nu langere tijd op de kruk doorbrengt of even snel aanschuift, de voetensteun zorgt voor een ontspannen en ergonomische zithouding.

Opgelet: de kleur van de tabouret zoals weergegeven op de afbeelding kan variëren van de werkelijkheid.

Specificaties

Merk	Spinetechnics
Wielen	Ja
Voetring	Ja
Rugsteun	Ja
Diameter zitvlak	35 cm
Aantal wielen	5
sku	1618283
Kleur	S08 - paars
Kleur onderstel	Aluminium kleur
Materiaal onderstel	Gepolijst aluminium
Type zitting	Ronde zitting
Verstelbare hoogte met gasveer	64 - 89 cm
Type verpakking	Stuk