


1554083 - ECCENTRON



Beschrijving

Eccentron™ is de meest effectieve methode om de excentrische kracht autonoom te trainen. De Eccentron™ speelt een belangrijke rol in revalidatie van sporters en atletische trainingsprogramma's.

Gesloten en excentrisch, kinetische oefenmodus. Wanneer de pedalen naar de patiënt bewegen, dient de patiënt de pedalen excentrisch tegen te houden.

Omdat de grootte van de kracht die door de motor wordt geproduceerd groter is dan die van de patiënt, werken de been-extensoren excentrisch (verlenging).

Kenmerken

- Weerstand regelbaar tot 340 kg (330 N per been)
- Instelbare snelheid varieert van 12 tot 48 herhalingen per minuut
- Lage instap
- Touchscreen HD 22"
- Gebruiksvriendelijke software
- Draagbare afstandsbediening voor controle
- Optimale weerstandsdoelstellingen en progressie voor individuele patiëntenbehoeften
- Gedetailleerde sessie- en evolutierapporten
- Verstelbare draaibare stoel toegankelijk voor patiënten van 143 cm tot 203 cm
- Behandelt patiënten op hun niveau

Specificaties

Merk	BTE
sku	1554083
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk