

1560008 - MST-4000 specimen trap - tube 11 cm - 70 ml - 1 x 50 st



Beschrijving

Deze mucus specimen trap met een buislengte van 11 cm en reserveschroefdop is ontworpen binnen de bronchoscopie. De trap van 70 ml is steriel individueel verpakt en beschikt over een bevestiging voor zuigkatheter en zuigverbindingsbuis en een patiëntenlabel.

Specificaties

Merk	Pennine
Product afmetingen	L 11 cm
Steriel	Ja
sku	1560008
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse Is
Type verpakking	Doos