

## 1625191 - HEINE F.O. short LED laryngoscoop batterijhandvat - 1 st



### Beschrijving

De **HEINE EasyClean LED SHORT Laryngoscope Handle** zet een nieuwe standaard op het gebied van hygiëne, veiligheid en prestaties. Dankzij het innovatieve design is de handgreep **100% waterdicht** en kan deze probleemloos worden ondergedompeld voor **high-level desinfectie** of gebruikt worden bij **lage temperatuur sterilisatieprocessen** zoals **STERRAD®** en **STERIS®** – zonder dat batterijen of de LED-lichtunit verwijderd hoeven te worden.

#### Belangrijkste kenmerken:

##### Hygiëne & Veiligheid

- **100% waterdicht** ? geschikt voor onderdompelingsdesinfectie en lage temperatuur sterilisatie
- **Autoclaveerbare LED-technologie**: lichtunit hoeft niet verwijderd te worden, enkel batterijen bij autoclaveren
- **Eenvoudige en veilige reprocessing** voor maximale hygiëne
- **Antislip "Wave Design"** ? verhoogt grip en betrouwbaarheid bij intermediate wipe-desinfectie

##### LED in HEINE Quality (LEDHQ)

- **Maximale helderheid**: tot **3x helderder** dan conventioneel halogeenlicht
- **Optimale kleurweergave** dankzij hoge **Color Rendering Index (CRI)**
- **Thermisch beheerd** ? stabiele lichtintensiteit zonder oververhitting
- **Bijna onbeperkte levensduur** van de LED

##### Gebruik & Compatibiliteit

- Typische gebruiksduur: **10 uur continu gebruik**
- **Compatibel met alle laryngoscoopbladen** volgens **ISO 7376 (Groene standaard)**

## Specificaties

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>SKU leverancier</b> | HEINF-008.22.812                             |
| <b>Compatibel met</b>  | Classic+ Mac 0, XP Mac 1, Classic+ Miller 00 |
| <b>sku</b>             | 1625191                                      |
| <b>Oplaadbaar</b>      | Niet heroplaadbaar                           |
| <b>Type verpakking</b> | Stuk                                         |