

1577165 - PiezoWave 2 Touch - "Basic 4" Incl. handstuk F10 G4 - incl.kar



Beschrijving

De nieuwe generatie gefocuseerde piëzo-elektrische schokgolven van **Elvation**. De **Piezowave²** is beschikbaar met 2 types focale opzetstukken, namelijk de gefocuseerde punt-schokgolf en de gefocuseerde lijn-schokgolf. Dankzij zijn unieke kenmerken en lange levensduur behoren de gefocuseerde piëzo-elektrische ESWT-apparaten tot de best verkochte schokgolfapparaten wereldwijd.

De technologie van piëzo-elektrische schokgolven maakt gebruik van gelpads die, in contact met het weefsel van de patiënt, een efficiënte overdracht en een nauwkeurige bepaling van de diepte van de schokgolftherapie garanderen. Deze gelpads worden als tussenlaag op de opzetstukken geplaatst en maken het mogelijk de diepte in stappen van 5 mm of 10 mm aan te passen.

Voordelen:

- 2 types opzetstukken, voor elk toepassingsgebied: Focaal & Lineair
- Gelpads voor het bepalen van de correcte penetratiediepte
- Uitzonderlijk lage onderhoudskosten en lange levensduur
- Plug&Play-systeem met automatische herkenning van het opzetstuk
- Pijnvermindering tijdens de behandeling dankzij de technologie
- Eenvoudig in gebruik en controle. Via de app (iPad) kunt u protocollen en patiëntendossiers raadplegen.
- Garantie van 5.000.000 schokken
- Lage onderhoudskosten

Kenmerken:

- **The Elevation HUB** : Parameterselectie met toegang tot actuele instellingen en toepassingsinformatie, overal en altijd beschikbaar.
- **Dubbele tabletsteun** : Maakt het mogelijk een iPad te gebruiken terwijl u tegelijkertijd patiënten behandelt.
- **T-modus** : Innovatief behandelconcept met verschillende frequenties, gepatenteerd door Richard Wolf.
- **Geïntegreerde houder voor de therapiebron**.
- **Hoogwaardige HV-connector** : Plug-and-play met automatische herkenning van de therapiebron.
- **Geoptimaliseerde hoogspanningsgenerator** : Zorgt voor een stabiele frequentie/energie en werkt stil in de standby-modus.
- **Kantelbaar scherm** : Goed leesbaar in staande of zittende positie.
- **Rail voor mobiliteit en ophanging van papierdoeken**.
- **Kantelbaar compartiment voor gel** : Gemakkelijke toegang tot gelflessen.
- **Opberghouder met bevestiging** : Voor verschillende gelpads.
- **Grote zachte wielen met ESD-bescherming** (elektrostatische ontlading).
- Gegarandeerde return on investment

Bijgeleverd opzetstuk: Therapy Source F10G4

De **Therapy Source F10G4** is een compacte en gebruiksvriendelijke behandelkop, ontworpen voor een nauwkeurige en effectieve therapie van oppervlakkige pijnklachten. Dankzij zijn kleine en precieze focale zone is dit apparaat bijzonder geschikt voor de **lokalisatie en behandeling van pijnpunten**, met een **penetratiediepte van 30 mm** in het focale centrum.

Deze therapiebron is ideaal voor toepassingen in de **musculoskeletale therapie (MSK)**, met name voor de behandeling van **myofasciale structuren dicht onder de huid**, zoals bij tendinopathieën of triggerpoints in de schouder en arm. Bovendien biedt de F7G3 een effectieve oplossing in de **urologie**, specifiek voor de behandeling van **de ziekte van La Peyronie**.

Met een maximale energiedichtheid (EFD) van **0,4 mJ/mm²** levert de F7G3 een veilige en gerichte therapie, ideaal voor huisartsen, fysiotherapeuten, revalidatiecentra en ziekenhuizen die hoge precisie zoeken in pijnbehandeling.

Specificaties

Merk	Elvation
sku	1577165
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIb
Type verpakking	Stuk