

1577103 - Agani™ veiligheidsnaalden - 23G x 1" - blauw - 100 st



Beschrijving

Agani™ veiligheidsnaalden van **Terumo** zijn latexvrije, EO-gesteriliseerde hypodermische naalden voor eenmalig gebruik, gemaakt van kunststof en roestvrij staal. Ze zijn speciaal ontworpen om een hoge mate van veiligheid, zorg en comfort te bieden bij de injectie of de aspiratie van geneesmiddelen of bloed en om prikongevallen te voorkomen. Na het terugtrekken van de naald, kan de aanwezige beschermhuls over de naald worden geklikt om het risico op een onbedoelde naaldprik te minimaliseren.

De scherpe punt vergemakkelijkt de penetratie van de huid en helpt het trauma te minimaliseren. De siliconen coating zorgt voor goede glijdende eigenschappen en maakt een soepele inbreng mogelijk.

De Agani™ veiligheidsnaalden zitten in een steriele, individuele blisterverpakking met ISO-kleurcodering en kunnen worden gebruikt met standaard luer-slip- of luer- lockspuiten.

Specificaties

Merk	Terumo
SKU leverancier	SAN*2325R1
Samenstelling	• Bescherming: polypropyleen • Omhulsel: polypropyleen • Hub: polypropyleen • Canule: roestvrij staal • Protector: polypropyleen • Kleefstof: epoxy lijm • Glijmiddel: siliconen olie
Steriel	Ja
Latex vrij	Ja
Veiligheidsmechanisme	Ja
sku	1577103
Bevel	Regular 11°
Afmeting	23G x 1"
Afmeting in mm	0,6 x 25 mm
Kleur	Blauw
Sterilisatie methode	Ethyleen oxide
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
Type verpakking	Doos