

1561397 - LASERSONDE - 500 mW (808 nm)



Beschrijving

De 808 nm GaAs lasersonde geeft pulsen af in nanoseconden, met een gemiddeld vermogen van 500 mW. Deze 808 nm lasersonde is beter geschikt voor wondgenezing en weefselherstel. Uit wetenschappelijk bewijs blijft naar voren komen dat gepulseerd licht biologische en klinische effecten heeft die anders zijn dan de effecten van continue golf (CW – continuous wave).

Specificaties

Merk	Enraf-Nonius
Met snoer	Ja
sku	1561397
Vermogen	500 mW
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk