

SNG2F850 - SONOGEL EKG - DOPPLER - 850ml - 1 st



Beschrijving

SONOGEL® echogel voor medische diagnostische sonografie. Het product bevat geen glycerine of formaldehyde en is afgesteld op een ph-waarde van 5,5 - 6,0. Het is temperatuurstabiel, houdt zeer lang vocht vast door luchtvochtigheid te absorberen en heeft zeer goede bevochtigingseigenschappen. Het residu kan gemakkelijk en zonder resten achter te laten worden verwijderd. De gel veroorzaakt geen vuil, vlekken of sporen op kleding.

Specificaties

| | |
|------------------------|----------|
| Merk | sonogel |
| sku | SNG2F850 |
| Inhoud | 850 ml |
| Type verpakking | Stuk |