

1559101 - 3M™ Littmann® Cardiology IV™ stethoscoop - zwart - zwart mat - paars - 1 st



Beschrijving

De **3M™** Littmann® cardiology IV™ stethoscoop is ontworpen voor medici die superieure akoestische kwaliteit en veelzijdigheid hoog in het vaandel hebben staan. Het vernieuwde ontwerp is voorzien van een instelbaar membraan aan elke zijde van het borststuk.

Specificaties

Merk	Solventum
Gewicht product	0.177 kg
Digitaal	Nee
Verstelbaar membraan	Ja
Lengte slang	69 cm
Samenstelling	Epoxy glasvezel
sku	1559101
Kleur steel	Paars
Akoestische prestaties	9-10
Binaurale constructie	Dubbele slang
Kleur	Zwart
Technologie borststuk	Dubbelzijdig
Toepassing	Cardiologie
Type stethoscoop	Cardiology IV
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk