


1605695 - Ligacclip MCA medium Applier - 6 st



Beschrijving

De LIGACLIP™ Multiple Clip Applier is ontworpen voor gebruik bij open wondprocedures, wordt vooraf geladen met 20-30 clips en biedt een lock-outfunctie om vaatbeschadiging te minimaliseren¹, evenals eigen groeven op de clips voor een veilige fixatie en een verbeterde clipbeveiliging.

- Lengte: 11 inch
- Clip grootte Medium
- Clips 20

Specificaties

Merk	Ethicon
sku	1605695
Type verpakking	Doos