


1546295 - Linido gebogen wandbeugel 45° - 20 x 20 cm - staal gecoat - antraciet - 1 st



Beschrijving

De wandbeugel 45° wordt aanbevolen voor gebruik bij douche of bad. Het horizontale deel van de beugel biedt steun tijdens het staan onder de douche en tijdens transfers. Het verticale deel vormt, in combinatie met een douchekophouder, een veilige glijstang die ook steun biedt. Door de lengte van het verticale gedeelte is de douchekophouder voldoende verstelbaar voor zowel de staande als zittende gebruiker. Voor de 90°-beugel geldt dat zij eenvoudig te monteren is. De goed bereikbare montagepunten worden na bevestiging afgedekt met kunststof afdekkappen. De 3de flens bij de 90°-beugel waarborgt extra stabiliteit en veiligheid.

Specificaties

Merk	Linido
SKU leverancier	LI2611.0071-11
Buigingshoek van 60°	Nee
sku	1546295
Categorie wandbeugels	Gebogen wandbeugels
Lengte wandbeugel	200 x 200 mm
Materiaal	Staal gecoat
Type verpakking	Stuk