

## 1600526 - TwinStream™ One



### Beschrijving

De TwinStream™ One is geschikt voor standaardinterventies in pulmonologie/bronchoscopie, KNO en thoraxchirurgie. Het systeem beschikt over een automatische zelftest en kalibratie en werkt met één jet (HFJV).

#### Kenmerken:

- Veilig en krachtig
- Gebruiksvriendelijk
- De functieomvang kan op elk moment worden uitgebreid door optionele modules toe te voegen

### Specificaties

<b>Merk</b>	Carl Reiner
<b>Normeringen</b>	ISO 13485
<b>sku</b>	1600526
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIb
<b>Type verpakking</b>	Stuk