

1351616 - Onderzoekstafel BasiX 2 Elite - elektrisch in hoogte verstelbaar - Raspberry - 1 st



Beschrijving

Deze 2-delige behandeltafel is geschikt voor verschillende doeleinden. Door het schaarframe heeft de tafel een groot bereik en gaat deze rechtstandig omhoog. Het hoofddeel is zowel positief als negatief verstelbaar. Het **Wesseling** model is in verschillende configuraties te verkrijgen zoals elektrisch of hydraulisch en met of zonder wielen.

Opgelet: de kleur van de tafel zoals weergegeven op de afbeelding is niet contractueel en kan variëren van de werkelijkheid.

Specificaties

Merk	Wesseling
Product afmetingen	B 64 cm, L 200 cm
Wielen inbegrepen	Ja
Hoogteverstelbaar	Ja
Hoogte	45-115 cm
Hefvermogen	225 kg
Tijdsduur hoogteverstelling	40 s
sku	1351616
Aantal delen	2-delig
Hoogteverstelling	Elektrisch
Kleur	Raspberry
Standaard hoogtebediening	Voetschakelaar
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk