

1576494 - Onderzoekstafel iQuest Hospital - wielen - elektrisch - zonder bekleding - 1 st



Beschrijving

Al 10 jaar lang heeft de Quest-onderzoekstafel voorzien in de behoeften van meer dan 15.000 gezondheidszorgprofessionals. Na een jarenlang onderzoek, in samenwerking met meer dan 200 gezondheidsprofessionals, zijn drie fundamentele behoeften naar voren gekomen: de gelijke behandeling van personen met beperkte bewegingsvrijheid, de efficiëntie waarmee medisch onderzoek kan worden uitgevoerd, en het ergonomische materiaalgebruik. iQuest is de nieuwe revolutie bij Promotal: zij hebben een tafel ontworpen met een strak en luchtig design, dat bijdraagt aan het comfort van de gebruiker en van zijn patiënten dankzij de laagste opstappositie die op de markt beschikbaar is, programmeerbare standen en autonome bewegingen, die twee keer sneller zijn. De iQuest Hospital onderstel is een volledig elektrisch verstelbare tafel zonder bekleding en het heeft een variabele hoogte van 46-95 cm.

Specificaties

Merk	Promotal
Wielen inbegrepen	Ja
Hoogteverstelbaar	Ja
Hoogte	46-93 cm
Papierrolhouder inbegrepen	Ja
sku	1576494
Aantal delen	2-delig
Hoogteverstelling	Elektrisch
Kleur	Groen
Max. gewicht volwassene	250 kg
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk