

## 1546319 - Linido rechte wandbeugel - ergogrip 20 cm - rvs/wit - 1 st



### Beschrijving

De wandbeugel Ergogrip is een betrouwbare houvast, die een hoge belasting kan verdragen (max. 150 kg). Dankzij de ergonomische diameter van de buis past zowel de grote als de kleine hand stevig om de beugel.

Tijdens gebruik blijkt de hand vaak naar de hoek van de beugel te glijden. Om ook hier de beugel prettig te kunnen vasthouden, heeft onze wandbeugel een buigingshoek van 60°. Deze buiging bevordert een natuurlijke stand van hand en pols, waardoor onjuiste belasting en eventuele pijnklachten voorkomen worden.

De vrije ruimte tussen de buis en de wand van 75 mm biedt voldoende bewegingsvrijheid voor de hand, zodat de beugel gemakkelijk vastgegrepen kan worden zonder de vingers te beknellen of schaven.

## Specificaties

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <b>Merk</b>                  | Linido             |
| <b>SKU leverancier</b>       | LI2611.0204-02     |
| <b>Buigingshoek van 60°</b>  | Ja                 |
| <b>sku</b>                   | 1546319            |
| <b>Categorie wandbeugels</b> | Rechte wandbeugels |
| <b>Maat</b>                  | 20 cm              |
| <b>Materiaal</b>             | RVS gecoat         |
| <b>Type verpakking</b>       | Stuk               |