

## 1543550 - Mechanische opstapweegschaal MS01 wit - 120 kg - 1 st



### Beschrijving

Mechanische opstapweegschaal is een echte klassieker en past perfect in elke badkamer. Het apparaat heeft een gemakkelijk afleesbare, analoge gewichtswaergeving en een antislip oppervlak. Het gewicht leest gemakkelijk af, heeft een analoge gewichtswaergeving en een anti slip oppervlak.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Beurer
<b>Geheugen</b>	Nee
<b>CNK-code</b>	CNK 3059-045
<b>Gekalibreerd</b>	Nee
<b>Max. gewicht</b>	120 kg
<b>Met meetlat</b>	Nee
<b>BMI indicatie</b>	Nee
<b>Automatisch step-on functie</b>	Ja
<b>Automatische switch-off functie</b>	Ja
<b>Normeringen</b>	ISO 9001:2015
<b>sku</b>	1543550
<b>Gradatie weegschaal</b>	100 g
<b>Klasse weegschalen</b>	nvt
<b>Type weegschaal</b>	Mechanische weegschalen
<b>Type verpakking</b>	Stuk