

## 1576825 - OP-G7+N Gynaecologische stoel voetsteun (zonder beenplaat)



### Beschrijving

De OP-G7+ onderzoeksstoel is ontworpen om te voldoen aan alle behoeften van de specialist. Deze veelzijdigheid is te danken aan de grote bewegingscapaciteit dankzij de vier onafhankelijke motoren en het modulaire systeem van accessoires, waardoor de zorgprofessional ze kan combineren volgens de specifieke behoeften van de praktijk.

Vervaardigd met materialen van de hoogste kwaliteit, met volledige aandacht voor de ergonomische behoeften en met behulp van een comfortabel en hygiënisch bekledingssysteem. Zo zorgt OPTOMIC voor de beste ervaring voor arts en patiënt.

### Kenmerken

- Minimale hoogte van 48 cm: ontworpen om de toegang voor patiënten zo gemakkelijk mogelijk te maken
- Hefvermogen tot 310 kg
- Bekkenbeweging wordt vergemakkelijkt
- In hoogte verstelbaar
- Bediening met de hand- of voetschakelaar
- Optionele armsteunen
- Verkrijgbaar in verschillende kleuren

## Specificaties

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Merk</b>                       | Optomic                      |
| <b>Product afmetingen</b>         | B 66 cm, L 175 cm            |
| <b>Hoogte</b>                     | 102 cm                       |
| <b>Wielen inbegrepen</b>          | Nee                          |
| <b>Hoogteverstelbaar</b>          | Ja                           |
| <b>Papierrolhouder inbegrepen</b> | Ja                           |
| <b>Hefvermogen</b>                | 310 kg                       |
| <b>sku</b>                        | 1576825                      |
| <b>Armsteunen</b>                 | Nee                          |
| <b>Hoogteverstelling</b>          | Elektrisch                   |
| <b>Standaard hoogtebediening</b>  | Rondombediening              |
| <b>Europese Regelgeving</b>       | MDR - 2017/745/EU - Klasse I |
| <b>Type verpakking</b>            | Stuk                         |