



ARSEUS MEDICAL
Part of Arseus Medical Group

1550616 - 3M™ Littmann® Lightweight II SE stethoscoop - caraïbisch blauw - 1 st



Beschrijving

De 3M™ Littmann® Lightweight II S.E. stethoscoop is een ideaal instapmodel met een instelbaar membraan, dubbelzijdig borststuk en betrouwbare akoestische prestaties. De druppelvorm maakt auscultatie rondom bloeddrukmanchetten makkelijker.

Specificaties

Merk	Solventum
Gewicht product	0.118 kg
Samenstelling	Epoxy afwerking
Digitaal	Nee
Verstelbaar membraan	Ja
Lengte slang	71 cm
sku	1550616
Kleur steel	Standaard
Akoestische prestaties	6
Binaurale constructie	Enkelvoudige slang
Kleur	Caraïbisch Blauw
Technologie borststuk	Dubbelzijdig
Toepassing	Lichamelijk onderzoek
Type stethoscoop	Lightweight II SE
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk