

## 1600188 - Z-Flex Heel Boot - 2 st



### Beschrijving

De **Z-Flex Heel Boot** is een innovatieve oplossing die helpt bij het **voorkomen en beheren van decubitus** van de hiel. Deze geavanceerde hielbeschermer is ontworpen met **gefluidiseerde technologie** en luchtverplaatsing om de hiel volledig te ontlasten, wat drukverdeling over de achillespees mogelijk maakt en het comfort van de patiënt aanzienlijk verbetert.

- Met een **geïntegreerde luchtkamer** biedt de Z-Flex extra ondersteuning aan het onderbeen en helpt het tegelijkertijd overextensie van de knie te voorkomen.
- De **verstelbare enkel- en scheenpositioneringsriemen** maken het mogelijk de voetpositie eenvoudig aan te passen en herpositioneren, wat bijdraagt aan een gepersonaliseerde en comfortabele ondersteuning, aangepast aan de individuele behoeften van elke patiënt.
- Uniek aan de Z-Flex Heel Boot zijn de **handige hielriemen**, waarmee de hiel beschermd blijft zonder de boot te hoeven verwijderen voor inspectie.
- Een **ingebouwde voetopening** maakt daarnaast een snelle en efficiënte beoordeling van de huid mogelijk.

### Specificaties

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Merk            | Mölnlycke |
| sku             | 1600188   |
| Type verpakking | Doos      |