

## 1560065 - Pennine Levins tube ch12 - 125 cm X-ray line - open end - 50 st



### Beschrijving

De **Pennine Levin-sonde** is een hoogwaardige nasogastrische sonde, ontworpen voor **gastro-intestinale voeding**, **aspiratie van maag- en darmsappen** en **intestinale decompressie**. Deze flexibele, gebruiksvriendelijke sonde wordt via de neus ingebracht in het bovenste deel van het spijsverteringskanaal.

Voorzien van een **röntgenzichtbare marker**, een **duidelijke schaalverdeling**, een **open tip**, **vier laterale zijopeningen** en een **kleurgecodeerde trechterconnector** voor eenvoudige identificatie en veilige aansluiting op toedieningssystemen. Geschikt voor gebruik in ziekenhuizen en andere medische instellingen.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Pennine
<b>Product afmetingen</b>	L 125 cm
<b>sku</b>	1560065
<b>Kleur</b>	Transparant
<b>Type verpakking</b>	Doos