

1102586 - Digitale bloeddrukmeter M3 - flexibele manchet met bereik 22-42 cm - bovenarm - 1 st



Beschrijving

De OMRON M3 biedt u snel eenvoudige en nauwkeurige metingen. Hij detecteert zelfs een onregelmatige hartslag tijdens uw gebruikelijke bloeddrukmeting. Tevens kan de meter gegevens opslaan van twee aparte gebruikers, zodat u individuele metingen en evoluties kan opslaan.

Specificaties

Merk	Omron
sku	1102586
Type bloeddrukmeter	Digitale bloeddrukmeters
Type verpakking	Stuk