

1539593 - Eclipse™ SmartSlip™ - veiligheidsnaalden - 23G x 1 1/4" - blauw - 1 x 100 st



Beschrijving

BD Eclipse™ intramusculaire veiligheidsnaalden ontwerp met veiligheidsmechanisme helpt prikaccidenten voorkomen. De unieke SmartSlip™ technologie zorgt voor een veilige aansluiting op luer slip spuit. De naaldopening is altijd gericht naar de beschermingskap, wat injecties onder een kleine hoek mogelijk maakt. Met een breed vingerdrukpunt voor een veilige bediening/activatie met duim of wijsvinger. Integrale veiligheidskap met bredere zijkanalen voor meer bescherming, een kleurcodeerde hub voor een eenvoudige maatherkenning. Een hoorbare klik duidt op een veilig gemonteerde naald.

Specificaties

Merk	BD
Samenstelling	Naald: roestvrij staal, vrij van BPA, DEPH, PVC
Steriel	Ja
Veiligheidsmechanisme	Ja
sku	1539593
Afmeting	23G x 1 1/4"
Kleur	Blauw
Sterilisatie methode	Ethyleen oxide
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Doos