

1543498 - IL 21 infraroodlamp 150W - 1 st



Beschrijving

Infraroodlamp helpt bij verkoudheid en spierspanning dat een rustgevende warmt afgeeft met 5 hoekinstellingen.

Specificaties

Merk	Beurer
Product afmetingen	B 14.5 cm, H 21 cm, L 17.5 cm
SKU leverancier	61601
Vermogen	150 W
CNK-code	CNK 2851-293
sku	1543498
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk