

1543083 - Supporter toiletbril met armsteunen en deksel - 1 st



Beschrijving

De Supporter is een comfortabele en stabiele armsteunset die het opstaan en gaan zitten vereenvoudigt. Deze armsteunen kunnen eenvoudig worden opgeklapt bij een zijdelingse transfer, wat extra gebruiksgemak biedt. Ze zijn ontworpen met comfortabel afgeronde handsteunen voor optimale ondersteuning.

De Supporter is perfect geïntegreerd in de badkamer en dankzij zijn gladde oppervlakken is hij uitstekend te reinigen. Dit maakt het onderhoud eenvoudig en draagt bij aan een hygiënische omgeving. Bovendien wordt de Supporter geleverd met een deksel, wat extra functionaliteit en comfort biedt.

Specificaties

Merk	Etac
SKU leverancier	E80303112-2
Deksel	Ja
Armsteunen	Ja
Hoogteverstelbaar	Nee
Samenstelling	Frame en armsteunen: stalen buis met coating; Armleggers: polypropyleen Deksel en bril: polypropyleen; Bevestiging: aluminium
sku	1543083
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk