

1010319 - Pro-ophta® oogstaafjes - steriel - 400 st



Beschrijving

L&R Pro-Ophta®-staafjes zijn speciaal ontwikkeld voor oftalmochirurgische ingrepen, en overtuigen als flexibele chirurgische pelottes door hun goede capillaire werking en hun hoge absorptiesnelheid. Zonder aan noodzakelijke stevigheid in te boeten beschikken de staafjes over een groot absorptievermogen. Pro-ophta®-staafjes zijn aan de uiteinden schuin afgesneden. Het materiaal ontziet het weefsel: Ze bestaan uit viscosevliesstof en hebben een sterk absorberend omhulsel van cellulose. Vooral in de ooglidchirurgie (entropion en ectropion) en bij oogspieroperaties voor strabisme heeft het gebruik van Pro-ophta-staafjes zich bewezen. Dankzij hun eigenschappen worden Pro-ophta®-staafjes in de microchirurgie met succes ingezet.

Specificaties

Merk	Lohmann Rauscher
Samenstelling	100% cellulose
Steriel	Ja
sku	1010319
Maat	0,5 x 6 cm
Sterilisatie methode	Ethyleen oxide
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Doos