

## 1543461 - Multifunctionele infrarood thermometer - FT 65 - 1 st



### Beschrijving

Een echte allrounder van **Beurer!** Naast oor- en voorhoofdmeting kan de thermometer ook oppervlaktetemperaturen bepalen. Het temperatuuralarm en de datum- en tijdweergave zijn perfecte aanvullingen voor een eenvoudige en handige meting. Hij heeft een 6-in- functie: oor, -voorhoofd, -en oppervlakte temperatuur, temperatuuralarm, datum en tijd en geheugenplaatsen. Hij geeft de metingen weer in C° en F°, met een LED temperatuur alarm vanaf 38°C. Bevat geen kwik of glas, schakelt automatisch uit.

## Specificaties

|  |                              |
|--|------------------------------|
| <b>Merk</b>                            | Beurer                       |
| <b>Digitaal</b>                        | Ja                           |
| <b>CNK-code</b>                        | CNK 3056-322                 |
| <b>Infrarood</b>                       | Ja                           |
| <b>Koorts alarm</b>                    | Ja                           |
| <b>Contactloos</b>                     | Ja                           |
| <b>Flexibele tip</b>                   | Nee                          |
| <b>Bebat tax</b>                       | 0.05 EUR                     |
| <b>Low battery indicatie</b>           | Nee                          |
| <b>Automatische switch-off functie</b> | Ja                           |
| <b>Geheugen</b>                        | Ja                           |
| <b>sku</b>                             | 1543461                      |
| <b>Meetsnelheid</b>                    | Bijna onmiddellijk           |
| <b>Type thermometer</b>                | Multifunctioneel             |
| <b>Europese Regelgeving</b>            | MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa |
| <b>Type verpakking</b>                 | Stuk                         |